

beurer

FW 20 Cosy



CZ Ohřivač nohou Návod k použití

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



Vysvětlivky značek na etiketě



Čtěte pokyny!

IPX1

Ochrana proti kapající vodě



Nezapichujte do ní jehly!



Textilie použité pro tento výrobek splňují vysoké zdravotně ekologické nároky standardu Öko-Tex 100, doloženo výzkumným ústavem Hohenstein.

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

těší nás, že jste se rozhodli pro výrobek z našeho sortimentu. Jméno naší firmy je zárukou důkladně odzkoušených jakostních výrobků z oblastí Teplota, Hmotnost, Krevní tlak, Tělesná teplota, Puls, Jemná terapie, Masáž a Vzduch.

Tento návod k použití si laskavě pozorně přečtěte a uschovejte jej pro pozdější potřebu, zpřístupněte jej dalším uživatelům a dodržujte pokyny v něm uvedené.

S přátelským doporučením
Váš tým Beurer

Rozsah dodávky: 1 Ohřívač nôh, 1 spínač, 1 návod k použití

1. Důležité bezpečnostní pokyny – čtete pozorně a uschovejte pro pozdější potřebu

Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku (zásah elektrickým proudem, popálení kůže, požár). Následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro případ nebezpečí slouží nejen k ochraně Vašeho zdraví resp. zdraví třetí osoby, ale i k ochraně výrobku samotného. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a odevzdejte tento návod při předání výrobku další osobě.

- Tento ohřívač nohou používejte pouze k účelu popsánému v tomto návodu k použití.
- Tento ohřívač nohou není určen k použití v nemocnicích.
- Tento ohřívač nohou nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Nesmí jej používat nemohoucí, malé děti nebo osoby necitlivé vůči teplotním změnám (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Ohřívač nohou nepřikládejte na zraněné, poraněné nebo oteklé části těla. V případě pochybností je třeba se před použitím poradit s lékařem.
- Příliš dlouhé použití může vést k popáleninám kůže.
- Pozor! Nikdy nesmíte usnout, je-li ohřívač nohou v provozu.
- Elektrická a magnetická pole vyzařovaná tímto ohřívačem nohou mohou za určitých okolností narušovat funkci Vašeho kardiostimulátoru. Tato rušení však leží hluboko pod mezními hodnotami: intenzita elektrického pole: max. 5000 V/m, intenzita magnetického pole: max. 80 A/m hustota magnetického toku: max. 0,1 miliTesla. Než začnete ohřívač nohou používat, informujte se u svého lékaře a výrobce Vašeho kardiostimulátoru.
- Tento ohřívač nohou
 - připojte pouze k napětí uvedenému na přístroji,
 - nenechávejte zapnutý bez dozoru,
 - nezapínejte ve složeném nebo shrnutém stavu,

- nepřiskřípněte,
- nepřehýbejte ostře,
- nepoužívejte pro zvířata,
- nepoužívejte ve vlhkém stavu.
- Elektronické součásti ve vypínači ohřívače nohou způsobují při použití lehké zahřátí vypínače. Vypínač proto nesmí být zakryt nebo ležet na zapnutém ohřívači nohou.
- Netahejte za kabely, nekruťte a nepřehýbejte je.
- Nezapichujte do ohřívače nohou žádné špendlíky nebo ostré předměty.
- Tento ohřívač nohou nesmí být používán dětmi, ledaže by byl vypínač nastaven rodičem či dohlížející osobou nebo by dítě bylo dostatečně poučeno, jak má ohřívač nohou bezpečně používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby si s ohřívačem nohou nehrály.
- Ohřívač nohou je třeba často průběžně kontrolovat, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. V případě opotřebení, poškození, poškození kabelů nebo nesprávného používání ohřívače nohou je třeba jej před opětovným použitím nechat zkontrolovat u výrobce nebo prodejce.
- Opravy smějí provádět pouze odborné síly nebo výrobcem uznaná opravářská dílna, protože jsou k tomu zapotřebí zvláštní nástroje. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí.
- Máte-li další dotazy k používání našich přístrojů, obraťte se laskavě na náš zákaznický servis.

2. Používání k určenému účelu

Tento výrobek je určen k ohřívání lidských nohou. Nepoužívejte ohřívač nohou s navlečenými botami, neboť je tím snížena Vaše citlivost na teplo a dochází k zašpinění ohřívače. Tento ohřívač nohou není určen k použití v nemocnicích nebo k průmyslovému používání. Zahřívání nesmějí být zejména kojenci, malé děti, osoby nemožoucí nebo necitlivé vůči teplotním změnám a zvířata. Při prvním použití může ohřívač nohou zapáchat po plastu, tento zápach však brzy zmizí.

3. Obsluha

3.1 Bezpečnost

Tento ohřívač nohou je vybaven BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM. Elektronická sensorová technika zabraňuje přehřátí celé plochy ohřívače nohou prostřednictvím automatického vypnutí v případě poruchy. Jestliže bezpečnostní systém vypne ohřívač nohou v případě poruchy, kontrolka nebude svítit, i když bude ohřívač zapnutý (připojený k napětí). V takovém případě nesmí být ohřívač nohou z důvodů bezpečnosti dále používán a musí být odeslán k opravě na uvedenou servisní adresu.

3.2 Volba teploty

Nejrychlejšího zahřátí ohřívače nohou docílíte tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň (stupeň 3). Později lze v případě potřeby přepnout na nižší teplotní stupeň.

Ohřívač nohou můžete samozřejmě používat taktéž ve vypnutém stavu: není-li poblíž zásuvka, postará se o ohřev jeho plyšová podšívka. Pro dosažení optimálního účinku doporučujeme zapnout ohřívač nohou zhruba 15 minut před použitím.

3.3 Teplotní stupně

Stupeň: 0 vypnuto

1 minimální teplota

2 střední teplota

3 maximální teplota

3.4 Vypínací automatika

Ohřívač nohou se po cca 90 minutách automaticky vypne. Indikace teplotního stupně poté začne blikat nebo bude svítit i po vypnutí (v závislosti na provedení). Pro opětovné zapnutí ohřívače nohou zvolte nejprve stupeň „0“ a teprve po cca 5 vteřinách požadovaný teplotní stupeň. Jestliže již ohřívač nohou po časovaném vypnutí nebudete používat, vypněte jej (stupeň „0“) nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

3.5 Rychlý ohřev

Tento ohřívač nohou má funkci rychlého zahřívání, díky níž během prvních 10 minut dochází k rychlému zahřátí.



4. Čištění a péče

Ohřívač nohou by měl být udržován v čistotě, protože nesmí být prán.

- **Než začnete ohřívač nohou čistit, vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.**
- Menší skvrny lze odstranit hadříkem nebo vlhkou houbou, případně s malým množstvím jemného tekutého pracího prostředku. Přitom nesmí dojít k promočení ohřívače.
- Ohřívač nohou nesmí být prán, odstředován nebo sušen v pračce, chemicky čištěn, ždímán, mandlován ani žehlen.
- Vydíratelná plyšová podšívka lze prát v ruce.

Ohřívač nohou znovu použijte teprve když je zcela suchý.

5. Skladování

Pokud nebudete ohřívač nohou delší dobu používat, doporučujeme jej zabalit do původního obalu a uložit v suchém prostředí a bez zatěžení.

Nechte ohřívač nohou nejprve vychladnout.

6. Likvidace

Likvidaci ohřívače nohou provádějte laskavě v souladu s nařízením o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V případě dotazů se laskavě obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.



